

Qubit® 3.0 Fluorometer

アプリケーションノート集

目 次	ページ番号
蛍光ベースの定量法とUV ベースの吸光度測定法との比較	3
Qubit® Fluorometerを使用したQubit® DNA/RNAアッセイにおけるグリコーゲンとGlycoBlue™ 試薬の使用	6
高精度かつ高感度なタンパク質の定量	10
Qubit® dsDNAアッセイにおける一本鎖 DNAの影響	12



蛍光ベースの定量法と UV ベースの吸光度測定法との比較

Qubit® Fluorometerによる定量 vs. 分光光度計による定量

核酸の検出と定量は、多くの生物学的研究で必要不可欠です。これまで DNA や RNA は、260 nm の波長の吸収度を測定する分光光度計を使用して定量されてきました。この分析法は、広く一般的に利用されていますが、信頼性や正確さに劣る場合もあります [1-4]。UV 吸光度測定法は選択的ではなく、DNA、RNA、またはタンパク質が混合されたサンプルでは、これらを区別してそれぞれの定量結果を表示することはできません。また、その測定値は他の混入物（遊離ヌクレオチド、塩、有機化合物など）や塩基組成の差異によって容易に影響されます。さらに、分光光度計の感度は不十分であることが多いため、これが低濃度の DNA や RNA を定量する妨げとなります。

これらの欠点が考慮され、核酸の定量には蛍光色素を使用する方法が一般的になってきています [5-8]。蛍光ベースの定量は、より高感度で、多くは目的の核酸に特異的です。弊社では、Qubit® Fluorometer と NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer の 2 つの定量法について比較しました。その結果、Qubit® による蛍光定量では、NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer による UV 吸光度測定に比べて、より選択性が高く、高感度かつ高精度な核酸定量が可能であることが確認されました。しかしながら、Qubit® Fluorometer と NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer は、組み合わせて DNA または RNA の濃度測定に使用すると、Qubit® Fluorometer で正確な濃度測定、そして NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer で夾雑物の存在の確認を行うことができます。

表1. Qubit® Fluorometerを使用したQubit® Assay

キット	サンプルの初期濃度範囲
Qubit® dsDNA HS assay	10 pg/μL-100 ng/μL
Qubit® dsDNA BR assay	100 pg/μL-1μg/μL
Qubit® ssDNA assay	50 pg/μL-200 ng/μL
Qubit® RNA assay	250 pg/μL-100 ng/μL
Qubit® RNA BR assay	1 ng/μL-1μg/μL
Qubit® protein assay	12.5μg/mL-5 mg/mL

Qubit® 蛍光定量の概要

Qubit® 蛍光定量は、ユーザーフレンドリーな蛍光光度計と高感度な蛍光ベースのタンパク質定量アッセイを組み合わせで行います。Qubit® Fluorometer は、DNA、RNA、およびタンパク質のルーチンな定量用の Qubit® Assay Kit とシームレスに連動するように設計された小さく、リーズナブルな装置です（表 1）。すべての設定と計算が可能です。本システムは、シンプルで迅速、かつ操作が簡便でありながら、一貫性のある高精度な測定結果を得られるため、信頼性を持ってその後の解析に進むことができます。それぞれの Qubit® Assay Kit による定量は、単一のターゲットに高特異的で、他の吸光度ベースの測定よりも高感度です。わずか 1 ~ 20μL のサンプル量しか必要としないため、より少量サンプルの定量への使用、より多くのサンプルの解析が可能です。




図1. Qubit® 2.0 Fluorometerを使用したQubit® Assayのワークフロー

Qubit® アッセイは、Qubit® Fluorometer と組み合わせて使用するように設計されており、すべてのアッセイに同じ標準プロトコールが使用されます。シンプルな mix-and-read 形式を採用しており、DNA および RNA アッセイに要するインキュベーション時間はわずか 2 分です (図 1)。

DNA または RNA に対する選択性の比較

核酸濃度測定における Qubit® 蛍光定量法と UV 吸光度測定法の最も重要な違いは、Qubit® アッセイの持つ目的の分子に非常に特異的であるという選択性で、UV 吸光度測定法に比べてはるかに正確な情報が得られます。UV 分析を使用すると、DNA と RNA を両方含むサンプルでは、これらを区別してそれぞれの定量結果を表示することはできません。これに対し、Qubit® 蛍光定量法では、このようなサンプルにおいて、DNA と RNA の両方を正確に測定することができます (図 2)。この実験では、Qubit® dsDNA BR Assay Kit を使用したところ、RNA が DNA と同量含まれるサンプルにおいて DNA 濃度は実際の濃度の 2% 以内の誤差範囲で測定されました。さらに、RNA が DNA の 10 倍含まれるサンプルにおいては、DNA 濃度が実際の濃度よりわずか 7% 高く測定されました。このように DNA と RNA が両方含まれるサンプルでは、NanoDrop® Spectrophotometer を使用した UV 吸光度測定で DNA 濃度を正確に測定することはできず、その後の解析においてエラーが増加する可能性があります。




図2. Qubit® Assayの選択性に関するUV分光光度計との比較

Qubit® dsDNA BRおよびQubit® RNA BRを使用し、キットのプロトコールに従い、λ DNA (10ng/µL) およびさまざまな濃度の*E.coli*リボソームRNA (0~100 ng/µL) が含まれるサンプルを3つずつQubit® Fluorometerで解析した。その後、同じサンプルをNanoDrop® ND-1000 Spectrophotometerを使用して3つずつ解析し、さらにPerkinElmer® Lambda 35 Spectrophotometerを使用して1つずつ解析した。表示されている濃度は、Qubit®アッセイチューブで希釈する前の初期サンプルに含まれるDNAとRNAの濃度を示す。赤とオレンジのラインは、それぞれ初期サンプルに含まれる実際のDNAとRNAの濃度を示す。核酸の実際の濃度は、高純度のDNAとRNA濃縮溶液をそれぞれ希釈し、Perkin Elmer® Lambda 35 Spectrophotometer で 260nm の光学濃度が 1.0 になるよう設定した。その後、ストック溶液の濃度は、すべて希釈時に計算して使用した。UV分光分析を使用すると、DNAとRNAを両方含むサンプルの測定において、DNAとRNAを区別して定量することができないため、混合された状態の定量結果が表示される。




図3. Qubit® Fluorometerによる蛍光定量の正確度と精密度

Qubit® dsDNA HS Assayを使用し、標準的なキットのプロトコールに従い、濃度0.01~10 ng/μLのλ DNA サンプルを 10サンプルずつQubit® Fluorometer で解析した。次に同じ濃度のDNAについてNanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer を使用して10サンプルずつ解析し、双方の結果の正確度 (A) と精度 (B) を比較した。正確度は実際の濃度からの平均偏差として定義した。表示されている濃度は、Qubit®アッセイチューブで希釈する前の初期サンプルに含まれるDNA濃度を示す。

低濃度での正確度と精度の比較

Qubit® 蛍光定量法は、低濃度域の測定において、NanoDrop® Spectrophotometer などを使用するUV吸光度測定法よりも正確かつ精密な結果が得られるように設計されています。Qubit® dsDNA HS Assay Kitを使用したQubit® Fluorometerによる定量では、サンプル中のDNA濃度が最低10 pg/μLまでは、実際の濃度の12%以内の誤差範囲で測定されました(図3A)。これに対し、NanoDrop® Spectrophotometerによる同じサンプルの定量では46倍高く測定されました。10 ng/μLのDNAを含むサンプルの濃度は、Qubit® Fluorometerを用いた場合は実際の濃度の1%以内、NanoDrop® Spectrophotometerを用いた場合は実際の濃度の5%以内の正確さで読み取られました(NanoDrop® Spectrophotometerによる定量下限は2 ng/μLと報告されています)。また、Qubit® Fluorometerによる定量では、DNA濃度が少なくとも0.5 ng/μL以上のサンプルすべてにおいて10サンプルの変動(% CV)は1%以下でした(図3B)。NanoDrop® Spectrophotometerによる定量では、DNA濃度が4 ng/μL以上のサンプルにおいてのみ9%未満のCV値が得られました。

感度とレンジの比較

Qubit® Fluorometerを使用するQubit® Assayは、UV吸光度測定法よりも高感度であり、1~20 μLの少量サンプルの測定が可能なおことからアッセイの有効範囲は広がる可能性があります(図4)。Qubit® dsDNA HS AssayとQubit® dsDNA BR Assayは、合わせて10 pg/μL~1 μg/μL DNAのサンプル濃度範囲をカバーしています。同様に、Qubit® RNA AssayとQubit® RNA BR Assayは、合わせて250 pg/μL~1 μg/μLのサンプル濃度範囲をカバーしています。NanoDrop® Spectrophotometerは、2 ng/μL~15 μg/μLのサンプル濃度範囲をカバーしていることが製造元より報告されています。




図4. Qubit® AssayとNanoDrop® Spectrophotometerを使用したUV吸光度測定法のサンプルの濃度範囲の比較

夾雑物存在下における検出能

NanoDrop® Spectrophotometerのフルスペクトル吸光度分析では、夾雑物の存在を示すピークが検出されることがあります。これにより、下流の解析に悪影響を及ぼす可能性のある夾雑物の存在に関する有益な情報が得ることができます。

参考文献

1. Glasel JA (1995) *Biotechniques* 18:62–63.
2. Huberman JA (1995) *Biotechniques* 18:636.
3. Manchester KL (1995) *Biotechniques* 19:208–210.
4. Manchester KL (1996) *Biotechniques* 20:968–970.
5. Singer VL, Jones LJ, Yue ST et al. (1997) *Anal Biochem* 249:228–238.
6. Jones LJ, Yue ST, Cheung CY et al. (1998) *Anal Biochem* 265:368–374.
7. LePecq JB (1966) *Anal Biochem* 17:100–107.
8. Kapuscinski J (1995) *Biotech Histochem* 70:220–233.

Qubit® Fluorometerを使用した Qubit® DNA/RNA アッセイにおける グリコーゲンと GlycoBlue™ 試薬の使用

Glycogen (分岐構造を持つ糖鎖; 製品番号 10814010) と GlycoBlue™ 試薬 (青色色素と共有結合しているグリコーゲン; 製品番号 AM9515) は、余分な核酸をサンプルに加えることなく核酸の沈殿を促進するために一般的に使用される試薬です。本試験は、グリコーゲンまたは GlycoBlue™ 試薬が Qubit® キットを使用した核酸定量の精度に影響を与えるかどうかを評価するために実施しました。

概要

本試験では、Qubit® DNA/RNA 定量アッセイにおいて核酸サンプルに高濃度のグリコーゲンまたは GlycoBlue™ 試薬が含まれる場合、正確に核酸定量を行えるかどうかについて評価しました。500 ng/μL のグリコーゲン (アッセイチューブ中 25 ng/μL) が含まれる核酸サンプルは、Qubit® dsDNA HS、Qubit® dsDNA BR、

Qubit® RNA BR、および Qubit® RNA HS の 4 つのアッセイすべてで正確に定量されました (コントロールの 5% 以内)。同様に、500 ng/μL の GlycoBlue™ 試薬 (アッセイチューブ中 25 ng/μL) が含まれる核酸サンプルは、Qubit® dsDNA BR、Qubit® dsDNA HS、および Qubit® RNA BR の 3 つのアッセイで正確に定量されました。しかしながら、Qubit® RNA HS アッセイでは、GlycoBlue™ 試薬が 100 ng/μL (アッセイチューブ中 5 ng/μL) 以下の濃度のときにのみ正確に定量されました。以上より、試験を行った Qubit® DNA/RNA アッセイは全てにおいて、DNA または RNA サンプルにグリコーゲンまたは GlycoBlue™ 試薬が含まれる場合、製造元が推奨する上記の濃度での定量が可能であることが示されました。試験を行った濃度、製造元の推奨濃度、および各アッセイの結果を表 1 にまとめました。

表1. 本試験で使用した添加物の濃度

添加物	推奨濃度 (アッセイチューブで希釈する前のサンプル濃度) *	試験を行った濃度 (アッセイチューブで希釈する前のサンプル濃度) †	各 Qubit® アッセイにおける許容濃度 (アッセイチューブ濃度) §
グリコーゲン	200–400 ng /μL (アッセイチューブ濃度 10–20 ng/μL **)	500 ng /μL (アッセイチューブ濃度 25 ng/μL **)	dsDNA HS: 25 ng/μL dsDNA BR: 25 ng/μL RNA BR: 25 ng/μL RNA HS: 25 ng/μL
GlycoBlue™ 試薬	50 ng /μL (アッセイチューブ濃度 2.5 ng/μL **)	50–500 ng /μL (アッセイチューブ濃度 2.5–25 ng/μL **)	dsDNA HS: 25 ng/μL dsDNA BR: 25 ng/μL RNA BR: 25 ng/μL RNA HS: 5 ng/μL

* 製品付属の取扱説明書に記載されている製造元による推奨濃度。

† 本試験で評価を行った濃度。

§ アッセイ用に 20 倍希釈した終濃度。

** 核酸サンプルはアッセイ用に 20 倍希釈。10μL の核酸サンプルをアッセイチューブ中の Qubit® 試薬に添加。

アッセイ方法および結果

Qubit® dsDNA HS アッセイ

アッセイのコアレンジ : 1 ~ 500 ng/mL の二本鎖 DNA




図1. 25ng/μLのグリコーゲンまたはGlycoBlue™試薬（アッセイチューブ濃度）が含まれるDNAサンプルとDNAのみが含まれるサンプルのQubit® dsDNA HSアッセイ測定結果の比較

アッセイチューブ内のDNA濃度は50ng/mL（Qubit® dsDNA HSアッセイの推奨測定範囲の下限付近）。アッセイチューブに含まれるサンプル量は10μL~15μLで、各3サンプルずつ測定した平均値を結果として表示。




図2. 25ng/μLのグリコーゲンまたはGlycoBlue™試薬（アッセイチューブ濃度）が含まれるDNAサンプルとDNAのみが含まれるサンプルのQubit® dsDNA HSアッセイ測定結果の比較

アッセイチューブ内のDNA濃度は500ng/mL（Qubit®dsDNA HSアッセイの推奨測定範囲の上限付近）。アッセイチューブに含まれるサンプル量は10μL~15μLで、各3サンプルずつ測定した平均値を結果として表示。

Qubit® dsDNA BR アッセイ

アッセイのコアレンジ : 0.01 ~ 5μg/mL の二本鎖 DNA




図3. 25ng/μLのグリコーゲンまたはGlycoBlue™試薬（アッセイチューブ濃度）が含まれるDNAサンプルとDNAのみが含まれるサンプルのQubit® dsDNA BRアッセイ測定結果の比較

アッセイチューブ内のDNA濃度は0.5μg/mL（Qubit® dsDNA BRアッセイの推奨測定範囲の下限付近）。アッセイチューブに含まれるサンプル量は10μL~15μLで、各2~3サンプルずつ測定した平均値を結果として表示。




図4. 25ng/μLのグリコーゲンまたはGlycoBlue™試薬（アッセイチューブ濃度）が含まれるDNAサンプルとDNAのみが含まれるサンプルのQubit® dsDNA BRアッセイ測定結果の比較

アッセイチューブ内のDNA濃度は5μg/mL（Qubit® dsDNA BRアッセイの推奨測定範囲の上限付近）。アッセイチューブに含まれるサンプル量は10μL~15μLで、各3サンプルずつ測定した平均値を結果として表示。

Qubit® RNA BR アッセイ

アッセイのコアレンジ: 0.1 ~ 5µg/mL の RNA




図5. 25 ng/µLのグリコーゲンまたはGlycoBlue™試薬（アッセイチューブ濃度）が含まれるRNAサンプルとRNAのみが含まれるサンプルのQubit® RNA BRアッセイ測定結果の比較

アッセイチューブ内のRNA濃度は0.5µg/mL（Qubit® RNA BRアッセイの推奨測定範囲の下限付近）。アッセイチューブに含まれるサンプル量は10µL~15µLで、各3サンプルずつ測定した平均値を結果として表示。




図6. 25 ng/µLのグリコーゲンまたはGlycoBlue™試薬（アッセイチューブ濃度）が含まれるRNAサンプルとRNAのみが含まれるサンプルのQubit® RNA BRアッセイ測定結果の比較

アッセイチューブ内のRNA濃度は5µg/mL（Qubit® RNA BRアッセイの推奨測定範囲の上限付近）。アッセイチューブに含まれるサンプル量は10µL~15µLで、各3サンプルずつ測定した平均値を結果として表示。

Qubit® RNA HS アッセイ

アッセイのコアレンジ: 25 ~ 500 ng/mL の RNA




図7. 25 ng/µLのグリコーゲンまたはGlycoBlue™試薬（アッセイチューブ濃度）が含まれるRNAサンプルとRNAのみが含まれるサンプルのQubit® RNA HSアッセイ測定結果の比較

アッセイチューブ内のRNA濃度は50ng/mL（Qubit® RNA HSアッセイの推奨測定範囲の下限付近）。25ng/µLのGlycoBlue™試薬が含まれるRNAサンプルでは、コントロールの5%以内の測定結果が得られなかった。アッセイチューブに含まれるサンプル量は10µL~15µLで、各3サンプルずつ測定した平均値を結果として表示。




図8. 25 ng/µLのグリコーゲンまたはGlycoBlue™試薬（アッセイチューブ濃度）が含まれるRNAサンプルとRNAのみが含まれるサンプルのQubit® RNA HSアッセイ測定結果の比較

アッセイチューブ内のRNA濃度は500 ng/mL（Qubit® RNA HSアッセイの推奨測定範囲の上限付近）。25ng/µLのGlycoBlue™試薬が含まれるRNAサンプルでは、コントロールの5%以内の測定結果が得られなかった。アッセイチューブに含まれるサンプル量は10µL~15µLで、各3サンプルずつ測定した平均値を結果として表示。

Qubit® RNA HS アッセイ

アッセイのコアレンジ : 25 ~ 500 ng/mL の RNA




図9. 0~5 ng/μLのGlycoBlue™試薬（アッセイチューブ濃度）が含まれるRNAサンプルとRNAのみが含まれるサンプルのQubit® RNA HSアッセイ測定結果の比較
アッセイチューブ内のRNA濃度は50ng/mL（Qubit® RNA HSアッセイの推奨測定範囲の下限付近）。0~5ng/μLのGlycoBlue™試薬が含まれるRNAサンプルでは、コントロールの5%以内の測定結果が得られた。アッセイチューブに含まれるサンプル量は10μL~15μLで、各2サンプルずつ測定した平均値を結果として表示。




図10. 0~5 ng/μLのGlycoBlue™試薬（アッセイチューブ濃度）が含まれるRNAサンプルとRNAのみが含まれるサンプルのQubit® RNA HSアッセイ測定結果の比較
アッセイチューブ内のRNA濃度は500 ng/mL（Qubit® RNA HSアッセイの推奨測定範囲の上限付近）。0~5 ng/μLのGlycoBlue™試薬が含まれるRNAサンプルでは、コントロールの5%以内の測定結果が得られた。アッセイチューブに含まれるサンプル量は10μL~15μLで、各2サンプルずつ測定した平均値を結果として表示。

高精度かつ高感度なタンパク質の定量

Qubit® Fluorometerを使用したQubit® Protein Assayと他の既存のタンパク質アッセイとの比較

タンパク質は、生物学的プロセスにおいて広い範囲で基本的な役割を果たしているだけでなく、バイオテクノロジーおよび製薬業界において商業的にも重要であるため、その検出と定量は多くの生物学的研究で必要不可欠です。

現在、数種の吸光度ベースおよび蛍光ベースのタンパク質アッセイ法が汎用されていますが、それぞれの分析法に、タンパク質間差、夾雑物の影響、時間の制約、精度、感度、および腐食剤や有害薬剤の必要性に関する欠点があります。弊社では、4つの一般的なタンパク質アッセイについて、タンパク質間の測定値の変動、正確性、精度、精密度、および感度を比較しました。その結果、Qubit® Fluorometerを使用したQubit® Protein Assayは、他の一般的なアッセイよりもタンパク質の種類による測定値差が小さく、迅速な定量、正確、精密、かつ高感度な測定が可能であることが示されました。

Qubit® 定量プラットフォーム：迅速で操作が簡単

Qubit® 定量プラットフォームは、ユーザーフレンドリーな蛍光光度計と高感度な蛍光ベースのタンパク質定量アッセイの組み合わせで構成されます。Qubit® Fluorometer は、タンパク質、DNA、および RNA のルーチンな定量用の Qubit® Assay Kit とシームレスに連動するように設計された小さく、リーズナブルな装置です（図 1）。すべての設定と計算が可能です。本システムは、シンプルで迅速、かつ操作が簡便でありながら、一貫性のある高精度な測定結果が得られるため、信頼性を持ってその後の解析に進むことができます。それぞれの Qubit® Assay Kit による定量は、単一のターゲットに高特異的で、吸光度ベースの測定よりも高感度です。わずか 1 ~ 20 µL のサンプル量しか必要とせず、またすべてのアッセイ試薬は室温で保存できるため、試薬を解凍する必要もありません。




図1. Qubit® Fluorometerを使用したQubit® Protein Assayのワークフロー

Qubit® Protein Assay、正確、精密、高感度

Qubit® Fluorometerを使用したQubit® Protein Assayについて、Bio-Rad® Quick Start™ Bradford Protein Assay、Pierce® BCA Protein Assay、およびPierce® Modified Lowry Protein Assayの3つの一般的なタンパク質アッセイと比較しました(図2)。Bradford法(Coomassie™ Brilliant Blue使用)[1]では、タンパク質間で測定値に大きな変動がみられました(図2B)。BCA(ビスンコニン酸)法などの分光光度計による測定[2]では、正確な時間での各ステップの操作が必要とされ、還元剤存在下での定量が困難であり、また本試験でもみられたようにリゾチーム濃度が高めに検出されることがよくあります(図2C)。Lowry法[3](図2D)は、時間のかかるマルチステップ手順を必要とし、界面活性剤、糖、および還元剤存在下での定量が困難とされます。Qubit®

Protein Assayでは、タンパク質間差が小さく、正確度および精密度に優れ、0.025 mg/mL以下の低濃度のストックサンプルにおいても高感度な測定結果が得られました(図2A)。

Qubit® Protein Assayは、還元剤、核酸、遊離アミノ酸などの多くの一般的な夾雑物の影響を受けません。しかしながら、SDS(終濃度>0.01%)、Tween® 20、およびTriton® X-100などの界面活性剤の使用はお勧めしません。本アッセイの最適な濃度範囲は、アッセイチューブ内で1.25~25µg/mL(0.25~5µg)(アッセイチューブで希釈する前のストックサンプル濃度は12.5~5 mg/mL)です。シンプルなキットフォーマットを採用しているため、簡単かつ迅速にご使用いただけます。




図2. Qubit® Fluorometerを使用したQubit® Protein Assayでは、他の3つの一般的なタンパク質アッセイと比較してタンパク質間での測定値の変動が少なく、正確、精密、かつ高感度な測定結果が得られた。(A~D) すべてのアッセイにおいて各タンパク質はいずれも同じロットのものを使用し、アッセイは製造元のプロトコールに従い3サンプルずつ解析した。Qubit® Protein Assay Kitに含まれているBSAを標準タンパク質として用いた。データをグラフ化し、試験した全濃度範囲におけるタンパク質の種類による測定値差を示した。Aの挿入図は下限濃度域のタンパク質測定値の拡大図であり、Qubit® Fluorometerを使用したQubit® Protein Assayが高感度であることが示された。

参考文献

1. Bradford MM (1976) Anal Biochem 72:248-254.
2. Smith PK, Krohn RI, Hermanson GT et al. (1985) Anal Biochem 150:76-85.
3. Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL et al. (1951) J Biol Chem 193:265-275.

Qubit® dsDNA アッセイにおける一本鎖 DNA の影響

当社は、二本鎖 DNA (dsDNA) の定量用に、Qubit® Fluorometer を使用した 2 つのアッセイ、Qubit® dsDNA HS (for High Sensitivity) Assay (製品番号 Q32851) および Qubit® dsDNA BR (for Broad Range) Assay (製品番号 Q32850) を提供しています。これらのアッセイの優位点の 1 つは dsDNA に対する特異性です。本試験は、サンプルに短鎖または長鎖の一本鎖 DNA (ssDNA) が含まれている場合に Qubit® dsDNA 定量アッセイによって正確に dsDNA 濃度を測定できるかどうかを評価するために実施しました。

概要

Qubit® dsDNA HS Assay Kit は、1 ~ 500 ng/mL の測定範囲の高純度 dsDNA サンプルを使用した試験において、高い正確度および密度を示しました。同様に、Qubit® dsDNA BR Assay Kit は、0.01 ~ 5 µg/mL の測定範囲の高純度 dsDNA サンプルを使用した試験において、高い正確度および精度を示しました。本試験では、大部分の測定範囲でわずか 2 ~ 10% の高純度 ssDNA が検出されました。同様の試験において、dsDNA と同量の ssDNA を添加したサンプルでは、dsDNA 単独の試験で得られた濃度から概ね 10% 以内の測定値が得られました。

実験方法

長鎖と短鎖の 2 タイプの ssDNA の影響について、Qubit® の両アッセイで試験しました。具体的には、18-mer のオリゴヌクレオチド (M13 シーケンシングプライマー、配列: 5' TGTAACGACGACGGCCAGT 3') および M13mp18 ファージ由来のウイルス ssDNA (7,249 bases, New England Biolabs, 製品番号 N4040S) を使用しました。これらの ssDNA を λ DNA (Invitrogen™ λ DNA, 製品番号 25250010) に対して単独または併用で、Qubit® dsDNA BR Assay Kit (製品番号 Q32850) および Qubit® dsDNA HS Assay Kit (製品番号 Q32851) を用いて解析しました。

結果

ssDNA 単独でのアッセイ

各タイプの DNA (オリゴ DNA、長鎖 ssDNA、および dsDNA) についてそれぞれ各アッセイで解析しました。オリゴヌクレオチドおよび長鎖 ssDNA はいずれも、Qubit® dsDNA HS/BR Assay の両アッセイで、実際の ssDNA 濃度の 10% 以下の値として検出されました (製造元より報告されている濃度をもとに算出) (図 1A および 1B.)。これらの結果は、Qubit® dsDNA アッセイが ssDNA よりも dsDNA に対して高選択的であることを示しています。




図1. Qubit® dsDNA HS (A) およびBR (B) Assay Kitによる一本鎖DNAの検出

キットのプロトコールに従って、長鎖ssDNA (四角)、オリゴDNA (菱形)、またはλ DNA (三角) のサンプルを各2つずつ、Qubit® dsDNA HS Assayでは0.5~500 ng/mL、Qubit® dsDNA BR Assayでは0.01~10 µg/mLのアッセイチューブ内濃度になるように添加した。すべてのストックサンプル (アッセイチューブで希釈する前のサンプル) は 10 mM Tris, 1 mM EDTA (pH 7.5) bufferで希釈した。

Qubit® dsDNA HS Assay Kit による dsDNA 定量アッセイにおける ssDNA の影響

ssDNA 存在下の Qubit® dsDNA Assay において、ssDNA が dsDNA の定量に影響するかどうかについても試験を行いました。Qubit® dsDNA HS Assay において、オリゴ DNA と dsDNA の濃度比が 1:1 では、試験したすべての濃度のサンプルで dsDNA 濃度はオリゴ DNA を含まないサンプルの測定値の 11% 以内の値として検出されました (図 2)。長鎖 ssDNA と dsDNA の濃度比が 1:1 の低い DNA 濃度では、dsDNA 濃度は ssDNA を含まないサンプルの測定値の 8% 以内の値として検出されました (図 2A および 2B)。しかしながら、長鎖 ssDNA と dsDNA の濃度比が 1:1 の高い核酸濃度では、dsDNA 濃度は ssDNA を含まないサンプルの測定値よりも 21% 低い値として検出されました (図 2C)。このため、サンプルに少なくとも 400 ng/mL の dsDNA が含まれ、ssDNA が混入している可能性がある場合は、Qubit® dsDNA BR Assay を使用することをお勧めします。




図2. Qubit® Fluorometerを使用したQubit® dsDNA HS Assayによる二本鎖DNA定量におけるオリゴDNAまたは長鎖ssDNAの影響

dsDNA濃度の0、1X、3X、または10X希釈濃度のオリゴDNAまたはssDNAをdsDNAと混合したサンプルを各2つずつ、アッセイチューブ内で5 ng/mL (A)、50 ng/mL (B)、および500 ng/mL (C) のdsDNA濃度になるようにQubit® dsDNA HS Assayに添加した。すべてのストックサンプル (アッセイチューブで希釈する前のサンプル) は10 mM Tris, 1 mM EDTA (pH 7.5) bufferで希釈した。横線は実際のdsDNAの濃度を示す。

Qubit® dsDNA BR Assay Kit による dsDNA 定量アッセイにおける ssDNA の影響

Qubit® dsDNA BR Assay において、オリゴ DNA と dsDNA の濃度比が 1:1 では、試験したすべての濃度のサンプルで dsDNA 濃度はオリゴ DNA を含まないサンプルの測定値の 3%以内の値として検出されました。また、長鎖 ssDNA と dsDNA の濃度比が 1:1 では、試験したすべての濃度のサンプルで dsDNA 濃度はオリゴ DNA を含まないサンプルの測定値の 11%以内の値として検出されました (図 3)。




図3. Qubit® Fluorometerを使用したQubit® dsDNA BR Assayによる二本鎖DNA定量におけるオリゴDNAまたは長鎖ssDNAの影響

dsDNA濃度の0、1X、3X、または10X希釈濃度のオリゴDNAまたはssDNAをdsDNAと混合したサンプルを各2つずつ、アッセイチューブ内で0.05μg/mL (A)、0.1μg/mL (B)、0.5μg/mL (C)、および0.5μg/mL (D) のdsDNA濃度になるようにQubit® dsDNA BR Assayのアッセイに添加した。すべてのストックサンプル (アッセイチューブで希釈する前のサンプル) は10 mM Tris, 1 mM EDTA (pH 7.5) bufferで希釈した。横線は実際のdsDNAの濃度を示す。

結論

同量の ssDNA が含まれるサンプルの dsDNA 濃度の定量では、dsDNA 単独サンプルの測定値から概ね 10% 以内の値として dsDNA 濃度が検出されました。例えば、0.50µg/mL の dsDNA に 0.50µg/mL の長鎖 ssDNA が混合されたサンプルでは、dsDNA BR Assay で dsDNA は 0.52µg/mL と測定されました。しかしながら、dsDNA HS Assay による測定上限濃度の dsDNA の定量では、同量の長鎖 ssDNA が含まれるサンプルの dsDNA 濃度は、実際の dsDNA 濃度のわずか 80% の値として測定されました。このため、400 ng/mL を超える dsDNA 濃度（アッセイチューブ）で長鎖 ssDNA の混入の可能性がある場合は dsDNA BR Assay を使用することをお勧めします。オリゴ DNA または長鎖 ssDNA が dsDNA の 3 倍以上の濃度で含まれる場合は、いずれのアッセイでも、大部分で dsDNA 濃度は実際の dsDNA 濃度よりも 10% 以上高く測定されることが示されました。結果を表 1 にまとめました。

表1. Qubit® dsDNA HS/BR AssayにおけるssDNA混入の影響

アッセイにおける ssDNA の許容混入量 *		
	Qubit® dsDNA HS Assay	Qubit® dsDNA BR Assay
18-mer オリゴ ssDNA	1:1 ssDNA:dsDNA、全濃度域で影響なし	1:1 ssDNA:dsDNA、全濃度域で影響なし
M13mp18 ファージ（長鎖） ssDNA	1:1 ssDNA:dsDNA で、最大 400 ng/mL †まで	1:1 ssDNA:dsDNA、全濃度域で影響なし

*ssDNA の許容混入量が含まれるサンプルのアッセイにおける dsDNA 濃度測定値の変動は 11%未満。

† dsDNA 濃度（アッセイチューブ）が 400 ng/mL 以上で、長鎖 ssDNA の混入の可能性がある場合は dsDNA BR Assay はお勧めできません。dsDNA HS Assay の使用をお勧めします。

Ordering information

製品名	製品番号	価格
Qubit® 3.0 Fluorometer	Q33216	¥ 195,000
Qubit® 3.0 Quantitation Starter Kit ・ Qubit® Fluorometer : 1台 ・ dsDNA HS assay (100 assays) : 1個 ・ dsDNA BR assay (100 assays) : 1個 ・ RNA HS assay (100 assays) : 1個 ・ protein assay (100 assays) : 1個 ・ Qubit® assay tubes (500) : 1セット	Q33217	¥ 215,000
Qubit® 3.0 NGS Starter Kit ・ Qubit® Fluorometer : 1台 ・ dsDNA HS assay (500 assays) : 1個 ・ Qubit® assay tubes (500) : 1セット	Q33218	¥ 210,000

関連製品

製品名	サイズ	製品番号	価格
Qubit® dsDNA BR Assay Kit, '2–1000 ng'	100 assays	Q32850	¥ 10,500
Qubit® dsDNA BR Assay Kit, '2–1000 ng'	500 assays	Q32853	¥ 35,000
Qubit® dsDNA HS Assay Kit, '0.2–100 ng'	100 assays	Q32851	¥ 10,500
Qubit® dsDNA HS Assay Kit, '0.2–100 ng'	500 assays	Q32854	¥ 35,000
Qubit® ssDNA Assay Kit, '1–200 ng'	100 assays	Q10212	¥ 10,500
Qubit® RNA BR Assay Kit, '20–1000 ng'	100 assays	Q10210	¥ 10,500
Qubit® RNA BR Assay Kit, '20–1000 ng'	500 assays	Q10211	¥ 35,000
Qubit® RNA HS Assay Kit, '5–100 ng'	100 assays	Q32852	¥ 10,500
Qubit® RNA HS Assay Kit, '5–100 ng'	500 assays	Q32855	¥ 35,000
Qubit® microRNA Assay Kit, '1–100ng'	100 assays	Q32880	¥ 10,500
Qubit® microRNA Assay Kit, '1–100ng'	500 assays	Q32881	¥ 35,000
Qubit® Protein Assay Kit, '0.25–5 µg'	100 assays	Q33211	¥ 10,500
Qubit® Protein Assay Kit, '0.25–5 µg'	500 assays	Q33212	¥ 35,000
Qubit® Assay Tubes	500 tubes	Q32856	¥ 6,500

Qubit® Fluorometerの詳細は www.lifetechnologies.com/qubit をご覧ください。

最新の価格および在庫数は、弊社ホームページ右上の“製品価格と在庫の検索”でご確認いただけます。

研究用에만使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。

記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 www.lifetechnologies.com/TC

For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2014 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

Printed in Japan. IVN079-A14110B

販売店

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

本社：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@lifetech.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-6980 FAX : 03-6832-9584

営業部 TEL : 03-6832-9300 FAX : 03-6832-9580

[facebook.com/LifeTechnologiesJapan](https://www.facebook.com/LifeTechnologiesJapan) [@LifetechJPN](https://twitter.com/LifetechJPN)

www.lifetechnologies.com



A Thermo Fisher Scientific Brand